



UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA

LABORATORIOS CENTRALES: AV. MEXICO 2341
C. P. 44650 • GUADALAJARA, JAL., MEXICO
TELS. (33) 3669 - 0310 CON 30 LINEAS
SERVICIO DE REFERENCIA (33) 3669 - 0314
FAX. (33) 3669 - 0311 • 3669 - 0312 • 3669 - 0313
www.upc.com.mx • E-mail: lab@upc.com.mx
LADA SIN COSTO 01 - 800 - 364 - 6200

Guadalajara, Jal. 25 de Julio de 2008

Muy estimado Sr. Dr. (a)

Queremos informarle que hemos adquirido el equipo BRAHMS KRYPTOR, el cual se utiliza para realizar la prueba de PROCALCITONINA (PCT) en forma cuantitativa. Este equipo utiliza el método de inmunoanálisis homogéneo para la cuantificación de la PCT. Esta prueba en forma cuantitativa tiene la gran ventaja de utilizarla en el diagnóstico precoz, evaluación de su gravedad, pronóstico y bases para la toma de decisiones terapéuticas en sepsis de origen bacteriano.



BRAHMS KRYPTOR



AGREGOMETRO

Así mismo, también hemos adquirido el equipo AGREGOMETRO PLAQUETARIO (Chrono-Log) que utiliza los métodos de impedancia, luminiscencia y turbidimetría, para la realización de las pruebas de agregación plaquetaria.

La agregometría plaquetaria es un estudio relativamente poco conocido, pero eficaz en la detección de anomalías en la función plaquetaria y simultáneamente la secreción de los gránulos densos en un medio ambiente fisiológico.

Es un método bastante simple y de alta sensibilidad que permite establecer programas de vigilancia terapéutica cuando se utilizan antiagregantes, además de ser muy útil en el diagnóstico de enfermedades que afectan la función plaquetaria debido a un defecto estructural, como la tromboastenia de Glanzmann, o bien, por una deficiencia plasmática que retrasa la agregabilidad de las plaquetas, como en la enfermedad de Von-Willebrand.

Este equipo ha sido instalado en el departamento de Hematología.

Cualquier duda o información adicional al respecto, no dude y comuníquese con nosotros.

Le enviamos un afectuoso saludo.

Atentamente

Dr. Guillermo José Santoscoy Tovar
Director General